



# Joy

## Succhietto ortodontico tutto morbido

Tettarella simmetrica a goccia

**BPA  
PVC  
LATEX** FREE **MEDICAL  
GRADE  
SILICONE**



Contenitore Sterilpod sterilizzante e portatile

**LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.**

### Pulizia, sterilizzazione e istruzioni d'uso:

- Prima del primo utilizzo, sterilizzare il succhietto in acqua bollente per 5 minuti, lasciarlo raffreddare, quindi rimuovere l'acqua che potrebbe essersi accumulata all'interno della tettarella. Questo per assicurare l'igiene.
- Dopo l'uso, lavare il succhietto in acqua calda e poco detersivo per i piatti e riportarlo in un luogo fresco e asciutto. Non pulire con detersivi aggressivi o prodotti abrasivi. Non lavare in lavastoviglie.
- Pulire il succhietto prima di ogni uso.
- Il succhietto può essere sterilizzato a freddo, mediante soluzioni sterilizzanti, o a caldo (vapore), mediante gli appositi apparecchi o con lo Sterilpod (vedi sezione "Istruzioni per l'uso dello Sterilpod J BIMBI"). Dopo lavaggio o sterilizzazione far fuoriuscire i residui di acqua dalla tettarella.
- Quando non in uso, conservare il succhietto nello Sterilpod J BIMBI® o comunque in un contenitore chiuso, pulito e asciutto.
- Per ragioni di sicurezza e igiene sostituire il succhietto ogni 4-8 settimane.
- Succhietti per la notte: prima dell'uso esporlo alla luce (preferibilmente solare).

### Per la sicurezza del vostro bambino.

#### AVVERTENZA!

Controllare attentamente prima di ogni uso. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. Sostituirlo al primo segno di usura o danneggiamento. Utilizzare solamente trattieni succhietti conformi alla EN 12586. Non fissare il succhietto a nastri o cordini, il vostro bambino potrebbe strangolarsi. In rari casi potrebbe capitare che il bimbo riesca a inserire in bocca l'intero succhietto. **NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO:** il succhietto è fatto in modo da non poter essere ingoiato ed è progettato per far fronte a tale evenienza. Estrarlo con cautela e il più delicatamente possibile dalla bocca del bambino. Non lasciare il succhietto esposto alla luce diretta del sole e/o vicino a fonti di calore per periodi prolungati né in contatto con un disinfettante (soluzione sterilizzante) oltre il tempo raccomandato perché questo potrebbe danneggiare la tettarella. Non intingere mai il succhietto in medicinali o sostanze dolci (miele, marmellata, ecc.) perché possono favorire la formazione di carie.

### Istruzioni per l'uso dello Sterilpod J BIMBI®:

- Rimuovere tutte le etichette dalla confezione.
- Lavare il succhietto e lo Sterilpod con un detersivo delicato e risciacquare sotto acqua corrente calda.
- Prima di procedere alla sterilizzazione in microonde, assicurarsi che il succhietto, lo Sterilpod e il microonde siano completamente puliti e privi di residui di cibo, grasso o oli poiché lo Sterilpod o il succhietto potrebbero danneggiarsi.
- Versare 25 ml di acqua nello Sterilpod fino a riempire la vaschetta interna (figura 1).
- Posizionare il/i succhietto/i con la tettarella rivolta verso il basso (figura 2).
- Chiudere lo Sterilpod e metterlo nel microonde. Impostare la potenza a 750 - 1000 Watt e il timer in base al numero di Sterilpod sterilizzati contemporaneamente:

Numero di Sterilpod	1	2	3
Tempo di sterilizzazione consigliato (min.)	3	7	9



figura 1



figura 2

Una potenza o tempi maggiori potrebbero danneggiare lo Sterilpod, il succhietto o il forno a microonde.

- Seguire le istruzioni del proprio microonde. Non posizionare lo Sterilpod al centro del vassoio girevole. Non lasciare il microonde incustodito durante il processo di sterilizzazione! Se l'intera quantità di acqua è evaporata, interrompere immediatamente la sterilizzazione.
- Lasciare raffreddare lo Sterilpod per 5-10 minuti prima di estrarlo dal microonde. **ATTENZIONE!** Lo Sterilpod, l'acqua e il succhietto potrebbero essere ancora estremamente caldi anche dopo il tempo di raffreddamento.
- Per utilizzare il succhietto immediatamente, aprire lo Sterilpod e scolare l'acqua residua. Lasciare raffreddare il succhietto nello Sterilpod aperto e verificare la temperatura prima dell'uso.
- Se il succhietto non viene utilizzato subito, scolare l'acqua residua inclinando lo Sterilpod e facendola uscire dalle fessure laterali. Mantenendo lo Sterilpod chiuso il succhietto rimarrà sterile per 72 ore.

**COLPHARMA s.r.l.**  
Via Mantova 92  
43122 Parma · Italy



[jbimbi.com](http://jbimbi.com)

EN 1400

MADE IN ITALY