



# Flexo Beep

## Termometro digitale con sonda flessibile

- Sonda flessibile morbida, comoda e non invasiva
- Segnale acustico beep
- Rileva la temperatura in ca. 60 secondi
- Memorizzazione automatica dell'ultima misurazione
- Waterproof
- Spegnimento automatico
- Contenitore antiurto
- Garanzia 5 anni

Termometro digitale con sonda flessibile e impermeabile per la rilevazione della temperatura corporea in ca. 60 secondi.

Con segnale acustico beep (suona al termine della misurazione) e spegnimento automatico dopo 10 minuti dal mancato utilizzo.

Questo prodotto è destinato esclusivamente alla misurazione della temperatura corporea per uso domestico e ospedaliero.



**0m<sup>+</sup>**

Adatto anche per neonati



Segnale acustico beep

**60**  
sec

Misurazione in ca. 60 secondi

**M**  
1 memory

1 memoria



Impermeabile



Spegnimento automatico



Per adulti e bambini



Misura da 32 a 42 °C

### Dotazione

Termometro Flexo Beep, manuale d'uso in Italiano.

Cartone da 12 pezzi  
Cod. 10875  
FLEXO BEEP





## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Tipo:</b>	Termometro per la misurazione della temperatura massima
<b>Range di misurazione:</b>	da 32,0 a 42,0 °C Temperatura inferiore a 32,0: "L °C" (troppo bassa) Temperatura superiore a 42,0: "H °C" (troppo alta)
<b>Precisione di misurazione:</b>	± 0,1 °C (da 35,5 a 42,0 °C) ± 0,2 °C (da 32,0 a 35,5 °C)
<b>Condizioni di esercizio:</b>	Temperatura: da 5 a 35 °C; ≤ 80% di umidità relativa
<b>Condizioni di stoccaggio:</b>	Temperatura: da -25 a 55 °C; ≤ 95% di umidità relativa
<b>Scala minima:</b>	0,1 °C
<b>Batteria:</b>	1.5 V (LR41)
<b>Durata batterie:</b>	100 ore in funzionamento continuo
<b>Classe IP:</b>	IP22
<b>Riferimento agli standard:</b>	EN 12470-3, termometri clinici; IEC 60529
<b>Aspettativa di vita del prodotto in uso:</b>	3 anni

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE 0197